

装置名称	誘導結合プラズマ質量分析装置(シングル四重極)
設置場所	〒305-0053 茨城県つくば市小野川16-1 産業技術総合研究所 つくば西
メーカー	Agilent7500cx
用途	水溶液中に含まれる微量元素を、高感度、多元素同時に測定することが可能です。
仕様等	測定試料等の制限：一般水溶液導入系のため、基本的には試料は水溶液とします。フッ化水素酸を含む水溶液、有機溶媒試料、固体試料は測定することができません。また、装置へのメモリー効果を防ぐため、高濃度のサンプルを導入する場合は、十分に希釈するようお願いいたします。